

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|----------|
| Référence | 055015 |
| Désignation | CRYOTUBE |



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ A fond conique à pas de vis externe
- ✓ Sans surface d'inscription
- ✓ Volume : 1,2 ml
- ✓ Stérile
- ✓ Dimension : 40 mm de haut
- ✓ Autostable
- ✓ Avec Ailette à la base, pour ouvrir d'une seule main les tubes placés dans le portoir spécial autobloquant
- ✓ Possibilité d'insérer une pastille color code dans le bouchon.
- ✓ Utilisables jusqu'à -196° C

Unité de vente :

50 Cryotubes