

FICHE TECHNIQUE

Référence	055016
Désignation	Cryotube



Description :

- ✓ Cryotube 1,8 ml fond rond Nunc
- ✓ A pas de vis externe sans surface d'inscription
- ✓ Stériles, non pyrogènes, non toxiques
- ✓ Utilisables jusqu'à -196°C
- ✓ Version à pas de vis intérieur avec joint silicone ou pas de vis extérieur étanche sans joint
- ✓ Avec ou sans ailette à la base pour ouvrir d'une seule main les tubes placés dans le portoir spécial autobloquant
- ✓ Possibilité d'insérer une pastille color code dans le bouchon
- ✓ Diamètre 12,5 mm

Unité de vente :

50 cryotubes
