

FICHE TECHNIQUE

Référence	055018
Désignation	Pastille code-couleur



Description :

- ✓ Pastille en polystyrène
- ✓ A insérer dans le bouchon pour faciliter l'identification
- ✓ Avec surface d'inscription et encoche pour saisir le tube ou retirer la pastille
- ✓ Coloris : blanc

Certificats :

- ✓ Non stérile

Caractéristiques techniques :

- ✓ S'insère dans le haut des bouchons de flacons cryogéniques Nalgene ou des bouchons de tubes cryogéniques Nunc

Unité de vente :

500 Pastilles code-couleur