

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	055036
<b>Désignation</b>	Cryopen



### Description :

- ✓ Pochette de 4 cryopens
- ✓ Marqueur permanent
- ✓ Pointe fine
- ✓ Spécial basses températures
- ✓ Coloris assortis : vert, rouge, bleu et noir

### Certificats :

- ✓ Résistant au xylène et à l'alcool
- ✓ S'efface à l'éthanol

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Pochette de 4 cryopens

### Unité de vente :

1 Pochette de 4 cryopens