


FICHE TECHNIQUE

Référence	055039
Désignation	Boîte de rangement Cryostore Max pour 100 cryotubes 1 et 2 ml Nunc



Description :

Description Polycarbonate, 132 x 132 x 52 mm
 Conception Boîtes CryoStore MAX-100 en polycarbonate Nunc
 Couleur Gris
 Matériau PC
 Forme Carré
 Type Boîte cryogénique
 Capacité 100 (flacons 1.0 à 1.8 ml)
 Matrice de tubes 10 x 10
 Dimensions (L x l x H) 132 x 132 x 52 mm (5.25 x 5.25 x 2.13 po)
 Longueur (impériale) 5,25 po
 Longueur (métrique) 132 mm
 Largeur (impériale) 5,25 po
 Largeur (métrique) 132 mm
 Hauteur (impériale) 2.13 po
 Hauteur (métrique) 52 mm
 Poids (métrique) 1 kg
 Carton de : 4