


FICHE TECHNIQUE

Référence	055040
Designation	Boîte Megamax pour 100 cryotubes 3,6 ml Nunc



Description :

Description Polycarbonate , 132 x 132 x 78mm
Conception Nunc polycarbonate MAX - 100 CryoStore Boîtes
Couleur blanc
Matériau Polycarbonate
Forme Square
Type Cryo Box
Capacité 100 (flacons de 3,6 ml)
Matrice de tubes 10 x 10
Dimensions (L x l x H) 5.25 x 5.25 x 3.063 in (132 x 132 x 78 mm)
Longueur (impériale) 5,25 po
Longueur (métrique) 132mm
Largeur (impériale) 5,25 po
Largeur (métrique) 132mm
Hauteur (impériale) 3.063 po
Hauteur (métrique) 78mm

Poids (métrique) 5 kg
Carton de : 4