

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	055045
<b>Désignation</b>	Flacon de culture Nunc TripleFlask



### Description :

- ✓ En polystyrène
  - ✓ Trois surfaces de culture superposées
  - ✓ Traitement Nunclon Delta pour culture cellulaire
  - ✓ Stérile, emballage unitaire
  - ✓ Bouchon ventilé
- 
- ✓ Surface de culture totale : 500 cm<sup>2</sup>
  - ✓ Surface de la base : 175 cm<sup>2</sup>
  - ✓ Volume utile recommandé : 200 ml

**Unité de vente :**

32