

FICHE TECHNIQUE

Référence	055050
Désignation	Bouteille



Description :

- ✓ Bouteille à centrifuger
- ✓ En polypropylène
- ✓ S'utilise avec l'adaptateur 055051
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 7000 g avec l'adaptateur
- ✓ Volume total : 200 ml, graduée jusqu'à 175 ml
- ✓ Fond conique
- ✓ Capuchon à double position : ventilée ou étanche
- ✓ Stérilisée gamma

Unité de vente :

48 Bouteilles
