

FICHE TECHNIQUE

Référence	055053
Designation	Tube de culture bouchon emboîtant Nunc - $\varnothing \times l$: 14 x 100 mm



Description :

Matériau du bouchon Polyéthylène

Couleur de bouchon Blancs

Description Tube de culture cellulaire, 7 ml

Type de bouchon Bouchon poussoir

Couleur Naturel

Longueur (métrique) 100 mm

Matériau En PS

Nb par paquet 100

Volume (métrique) de travail 7 ml

Traitement de surface Traité pour la culture cellulaire Nunclon Delta

Stérilité Stériles

Diamètre (métrique) externe 13 mm

Type Tube de culture

Forme Rond

Carton de : 600