

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------|
| Référence | 055054 |
| Désignation | Tubes |



Description :

- ✓ Fond rond
- ✓ En polystyrène
- ✓ Traité pour culture cellulaire (Nunclon)
- ✓ Avec surface plane de 5,5 cm² et bouchon vissant
- ✓ Il est possible de placer une lamelle en verre de 10 x 20 mm sur la surface plane à l'intérieur du tube
- ✓ Dimensions : 16 x 110 mm

Unité de vente :

450 Tubes
