

FICHE TECHNIQUE

Référence	055056
Designation	Boîte de Petri \varnothing x h = 40 x 12 mm non aérée en polystyrène transparent Nunc



Description :

Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Bouchon inclus
Matériau du bouchon Plastique, polystyrène
Description Boîte de 35 × 10 mm, Nunclon™ Delta
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 3 ml (puits)
Couleur Transparents
Surface de culture 8,8 cm²
Quadrillé Non quadrillé
Matériau Plastique, polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stériles
Traitement de surface Nunclon Delta
Type Boîte de culture cellulaire

Volume (métrique) utile 3 ml
Nombre de puits 1
Comprend Couvercle
Nb par paquet 10
Évent Couvercle sans orifice d'aération
Hauteur (métrique) 12 mm
Diamètre (métrique) 40 mm
Carton de : 500