

Désignation

- Boite de pétri culture 58x15mm aérée Nunc

Référence

- 055058

Unité de vente : 400



---

Description

- Boîtes de Pétri / culture cellulaire Nunc™
- Bouchon inclus Fermeture incluse
- Matériau du bouchon Polystyrène
- Forme du fond Plat
- Capacité : 5 ml (puits)
- Surface de culture 21,5 cm<sup>2</sup>
- Quadrillé Non quadrillé
- Matériau Polystyrène
- Forme Ronde
- Stérile
- Traitement de surface : Nunclon Delta
- Volume utile : 5 ml
- Nombre de puits 1
- Événement : Couvercle avec orifice d'aération
- Hauteur : 15 mm
- Diamètre : 60 mm
- Conditionnement : 10 x 40

