

FICHE TECHNIQUE

Référence	055059
Désignation	Boîte de Petri ø x h = 58 x 15 mm non aérée en polystyrène transparent Nunc



Description :

Couleur de bouchon Transparent
Bouchon inclus Bouchon inclus
Matériau du bouchon Plastique, polystyrène
Description Boîte de 60 × 15 mm, Nunclon™ Delta
Forme du fond Plat
Capacité (métrique) 5 ml (puits)
Couleur Transparents
Surface de culture 21,5 cm²
Quadrillé Non quadrillé
Matériau Plastique, polystyrène
Forme Rond
Stérilité Stériles
Traitement de surface Nunclon Delta
Type Boîte de culture cellulaire

Volume (métrique) utile 5 ml
Nombre de puits 1
Comprend Couvercle
Nbre par carton 400
Nb par paquet 10
Évent Couvercle sans orifice d'aération
Hauteur (métrique) 15 mm
Diamètre (métrique) 60 mm
Carton de : 400