

FICHE TECHNIQUE

Référence	055064
Désignation	Boîte pour culture 245 x 245 mm



Description :

- ✓ Convient tout particulièrement aux analyses de diffusion d'agar et à tous travaux en bactériologie nécessitant une grande surface
- ✓ En polystyrène
- ✓ Planéité totale

Certificats :

- ✓ Stérilisé gamma
- ✓ Traité culture cellulaire

Caractéristiques techniques :

- ✓ Surface totale : 500 cm²
- ✓ Volume de travail : 225 ml
- ✓ Dimensions : 245 x 245 x 25 mm

Unité de vente :

16 Boîtes pour culture 245 x 245 mm
