


FICHE TECHNIQUE

Référence	055066
Désignation	Flaskette



Description :

- ✓ Petit flacon de culture
- ✓ Stérilisé aux rayons gamma
- ✓ Soudé sur une lame de microscopie 26 x 76 mm
- ✓ Lame en verre
- ✓ Après culture, le flacon se détache facilement de la lame sur laquelle les cellules peuvent être fixées et colorées
- ✓ Possible d'utiliser une lamelle couvre-objet en verre de 18 x 50 mm
- ✓ Microscopie en fluorescence de cellules endothéliales dans le diagnostic de la mycoplasmosé
- ✓ Caryotypes sur liquides amniotiques
- ✓ Autoradiographie de cellules traitées à la thymidine traitée lors de synthèse intracellulaire de l'ADN

Unité de vente :

16 Flaskettes
