

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |         |
|--------------------|---------|
| <b>Référence</b>   | 055072  |
| <b>Désignation</b> | Labteks |



### Description :

- ✓ Chambre de culture sur lame en verre séparable
- ✓ A 1 chambre de culture
- ✓ Volume / chambre : 2 à 4,5 ml
- ✓ Muni d'un couvercle coiffant
- ✓ Stérilisées aux rayons gamma
- ✓ la chambre est fixée sur la lame au moyen d'un joint en silicone qu'il suffit de retirer pour détacher la chambre

### Unité de vente :

8 Chambres de culture

---