


FICHE TECHNIQUE

Référence	055085
Designation	LabTek II sur lamelle en verre non séparable, à 2 chambres de culture Nunc



Description :

Puits 2

Surface de culture 4.0 cm²

Matériau du couvercle Polystyrene

Description 2-well Chambered Coverglass w/ non-removable wells

Traitement de surface Culture cellulaire

Matériau 1,5 Verre borosilicaté

Volume (métrique) utile 1.0 à 2.0 ml

Épaisseur (métrique) 0,16 à 0,19 mm

Comprend Clear polystyrene lid with handles on the top and side for aseptic manipulations

Dimensions (LxW) 55 x 24 mm

Stérilité Stérile

Couleur de bouchon Clear

Carton de : 16