

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	055088
<b>Désignation</b>	Chambre de culture LAB - TEK 16 puits Nunc



---

### Description :

Puits 16

Surface de culture 0,4 cm<sup>2</sup>

Matériau du couvercle PS

Description Chambre de culture sur lame à 16 puits avec puits amovibles

Traitement de surface Traitées pour la culture cellulaire

Matériau Verre sodocalcique

Volume (métrique) utile 0,1 à 0,2 ml

Comprend Couvercle en polystyrène transparent adapté sans poignée

Dimensions (LxW) 75 x 25 mm

Stérilité Stérile

Couleur de bouchon Clear

Carton de : 16