

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	055133
<b>Désignation</b>	Plaque immunologie Nunc



### Description :

- ✓ Plaque en polystyrène transparent à forte adsorption MAXISORP
- ✓ Forte affinité pour les protéines : 600 à 650 ng d'IgG par cm<sup>2</sup>
- ✓ Hydrophile
- ✓ Puits à fond plat
- ✓ Indications alphanumériques
- ✓ Livré sans couvercle

### Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Livré avec certificat

### Caractéristiques techniques :

- ✓ 96 puits (8x12)
- ✓ Volume par puit : 0,4 ml / volume de travail 0,35 ml
- ✓ Profondeur des puits : 11,2 mm

### Unité de vente :

60 Plaques