

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	055136
<b>Designation</b>	Plaque immunologie à forte adsorption MAXISORP puits fond rond U96 Nunc



---

### Description :

Code-barres    Aucun code-barres  
Propriété de liaison    Hydrophile  
Fond    U  
Format    Étalon  
Méthode de détection    Colorimétrique  
Array    8 x 12  
Conditionnement    60 boîtes  
Couleur    Transparent  
Type de produit    Microplaque  
Matériau    Polystyrène  
Volume (métrique) des puits    300 µl  
Nbre de puits    96  
Volume (métrique) de travail    250 µl  
Stérilité    Non stérile  
Traitement de surface    MaxiSorp  
Type de puits    Rond

Nb par paquet 5

Blocage de la plaque Néant

Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)

Carton de : 60