

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Référence | 055140 |
| Désignation | Plaque sérologie Nunc |



Description :

- ✓ Plaque en polystyrène transparent, clarté optique exceptionnelle
- ✓ Rebords évitant les contaminations croisées
- ✓ Bords de la plaque dépolis anti-reflets
- ✓ Très grande uniformité, fluorescence minimale
- ✓ Puits à fond plat
- ✓ Livré sans couvercle

Certificats :

- ✓ Non stérile
- ✓ Polystyrène non traité, hydrophobe : convient à la croissance de cultures en suspension qui peuvent proliférer et se développer sans attachement
- ✓ Plaque optimisée pour la robotique, lecteurs de plaques et manipulateurs de liquides

Caractéristiques techniques :

- ✓ 96 puits (8x12)
- ✓ Volume par puit : 0,4 ml

Unité de vente :

60 Plaques