

FICHE TECHNIQUE

Référence	055142
Désignation	Plaques de sérologie



Description :

- ✓ A 96 puits pour tous travaux de sérologie
- ✓ Fond conique
- ✓ Volume puits : 0,3 ml
- ✓ Clarté optique exceptionnelle
- ✓ Rebords évitant les contaminations croisées
- ✓ Bords de la plaque dépolis anti-reflets
- ✓ Très grande uniformité
- ✓ Fluorescence minimale
- ✓ Sans couvercle

Unité de vente :

180 Plaques
