


FICHE TECHNIQUE

Référence	055144
Désignation	Couvercle stérile pour plaque Nunc



Description :

Dimensions (L x l x H) 127 x 85 x 7.9 mm (5 x 3.35 x 0.3 in)
Matériau Polystyrène
Stérilité Stérile
Nbre de puits 96
Hauteur (métrique) 7.9 mm
Couleur Transparent
Longueur (impériale) 5 po
Anneaux de condensation Oui
Longueur (métrique) 127 mm
Hauteur (impériale) 0,3 po
Nb par paquet 1
Barrière anti-évaporation Oui
Largeur (impériale) 3,35 po
Largeur (métrique) 85 mm
Type de produit Couvercle standard
Plate Compatibility Plaques MicroWell à 96 puits
Coins entaillés Bord long
Carton de : 50