

FICHE TECHNIQUE

Référence	055145
Désignation	Plaques à barrettes modulaires



Description :

Un cadre fixe avec des barrettes de puits détachables... De format microplaque classique, les plaques Nunc à barrettes modulaires trouvent la même application que les plaques pour immunologie standard Nunc.

- ✓ Surface MAXISORP présentent une forte affinité pour les protéines : 400 ng d'IgG par cm². Elles donnent des résultats remarquables lorsqu'une haute sensibilité est nécessaire
- ✓ Puits à fond plat
- ✓ Puits par barrette : 1 x 8

Unité de vente :

60 Plaques