

FICHE TECHNIQUE

Référence	055146
Désignation	Plaques à barrettes modulaires



Description :

Un cadre fixe avec des barrettes de puits détachables... De format microplaque classique, les plaques Nunc à barrettes modulaires trouvent la même application que les plaques pour immunologie standard Nunc.

- ✓ Surface POLYSORP présentent une capacité d'absorption moyenne : 100 ng d'IgG par cm². Elles donnent des résultats remarquables lorsqu'une haute sensibilité est nécessaire
- ✓ Puits à fond plat
- ✓ Puits par barrette : 1 x 8

Unité de vente :

60 Plaques
