

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	055149
<b>Designation</b>	Plaque immunologie à barrettes modulaires MAXISORP, puits fond plat coins ronds C8 Nunc



### Description :

BreakApart Non

Propriété de liaison Hydrophile

Fond Forme en C

Certifications/Conformité Certifié pour l'adsorption des IgG ; CV de <5 % entre les puits

Certifiés Oui

Format Étalon

Méthode de détection Colorimétrique

Array 8 x 12

Conditionnement 60 boîtes

Couleur Transparent

Type de produit Cadre

Matériau PS

Volume (métrique) des puits 350  $\mu$ l  
Nbre de puits 96  
Volume (métrique) de travail 250  $\mu$ l  
Traitement de surface MaxiSorp  
Type de puits Rond  
Nb par paquet 10  
Blocage de la plaque Néant  
Quantité 60/boîte  
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)  
Modèle de puits C8  
Carton de : 60