

FICHE TECHNIQUE

Référence	055159
Désignation	Barrette seule MAXISORP, puits fond plat F8 Nunc



Description :

BreakApart Barrettes sécables

Propriété de liaison Hydrophile

Fond Plat

Certifications/Conformité Certifié pour l'adsorption des IgG ; CV de <5 % entre les puits.

Certifiés Oui

Format Étalon

Méthode de détection Colorimétrique

Array 1 x 8

Conditionnement 640 boîtes

Couleur Transparent

Type de produit Barrette pour microplaques

Matériau PS

Nbre de puits 8

Volume (métrique) de travail 350 µl

Traitement de surface MaxiSorp

Type de puits Rond

Nbre par carton 640

Nb par paquet 160

Blocage de la plaque Néant

Quantité	640/boîte
Molécule cible	Anticorps (glycoprotéines)
Modèle de puits	F8
Carton de :	640