

FICHE TECHNIQUE

Référence	055160
Designation	Barrette seule POLYSORP, puits fond plat F8 Nunc



Description :

Propriété de liaison Hydrophobe
Fond Plat
Certifiés No
Format Plaque à barrettes
Méthode de détection Colorimétrique
Array 1 x 8
Conditionnement 640 boîtes
Couleur Transparent
Type de produit Barrette pour microplaques
Matériau PS
Nbre de puits 8
Volume (métrique) de travail 350 µl
Traitement de surface PolySorp
Type de puits Rond
Nb par paquet 160
Blocage de la plaque Néant
Quantité 640/boîte
Molécule cible Lipides
Modèle de puits F8

Carton de : 640