

FICHE TECHNIQUE

Référence	055161
Désignation	Barrettes Maxisorp



Description :

- ✓ Barrettes pour cadre MAXISORP
- ✓ En PS
- ✓ Forte affinité pour les protéines : 600 à 650 ng d'IgG par cm²
- ✓ Nombre de puits : 2 x 8 puits
- ✓ Forme puit : plat F16
- ✓ Puits/barrette : 2 x 8
- ✓ Puits : volume total : 400 µl – volume de travail suggéré : 350 µl

Unité de vente :

320 Barrettes Maxisorp