

FICHE TECHNIQUE

Référence	055166
Désignation	Plaque



Description :

- ✓ Plaque Immunologique
- ✓ A barrettes modulaires MAXISORP
- ✓ Fond Starwell C8
- ✓ Cadre fixe avec barrettes de puits détachables
- ✓ Forte affinité pour les protéines : 600 à 650 ng d'IgG pas cm²
- ✓ Hydrophile
- ✓ Couleur : clair
- ✓ En polystyrène
- ✓ Volume puit : 380 µl
- ✓ Volume travail : 250 µl
- ✓ Méthode de détection : Colorimetric

Unité de vente :

60 Plaques