

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	055168
<b>Désignation</b>	Plaque Breakapart Nunc



### Description :

- ✓ Plaques montées de barrettes dont les puits sont parfaitement amovibles
- ✓ Applications : tests ELISA, RIA, tests multi-paramétriques, tests en diagnostic
- ✓ En polystyrène
- ✓ Puits à fond plat, coins arrondis
- ✓ Coloris : naturel, haute qualité optique pour des résultats fiables

### Certificats :

- ✓ Surface Maxisorp : adsorption forte

### Caractéristiques techniques :

- ✓ 96 puits
- ✓ Volume des puits : 0,3 ml

### Unité de vente :

60 Plaques Breakapart Nunc