

FICHE TECHNIQUE

Référence	055226
Designation	Plaque blanche MAXISORP pour fluorescence et luminescence FluoroNunc Nunc



Description :

Propriété de liaison Hydrophile

Fond Forme en C

Certifications/Conformité Certifié pour l'absorption des IgG ; % CV d'un puits à l'autre inférieur à 5 %.

Format Étalon

Couvercle Avec couvercle

Surface de culture 2,5 cm²

Méthode de détection Fluorescent

Array 8 x 12

Conditionnement 60 boîtes

Binding Type Adsorption

Gamme de produits Nunc™

Couleur Blanc
Type de produit Microplaque
Matériau PS
Nombre de puits 96
Volume (métrique) de travail 250 µl
Traitement de surface MaxiSorp
Type de puits Rond
Nombre par paquet 5
Blocage de la plaque Néant
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)
Carton de : 60