

FICHE TECHNIQUE

Référence	055234
Designation	Tube immunologie (immunotube) 5 ml MINISORP Nunc



Description :

Matériau Polyéthylène

Forme Carré

Type Tubes et bouchons Immuno

Description Tube en polyéthylène pour phase liquide

Surface MiniSorp

Longueur (métrique) 75 mm

Diamètre (métrique) externe 12 mm

Volume total 5 mL

Nb par paquet 100

Volume (métrique) 5 mL

À utiliser avec (équipement) Tube Immuno

Carton de : 3000