

FICHE TECHNIQUE

Référence	055260
Désignation	Plaques de culture 96 puits



Description :

- ✓ En polystyrène transparents
- ✓ A surface traitée pour la culture cellulaire
- ✓ Stérilisées aux rayons gamma
- ✓ Fond plat
- ✓ Avec couvercle
- ✓ Haute transparence
- ✓ Surface des puits 0,33 cm²
- ✓ Dimensions (L x l) 127,8 x 85,5 mm

Unité de vente :

50 Plaques de culture 96 puits