

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	055262
<b>Désignation</b>	Plaques Microwell 96 puits



### Description :

- ✓ En polystyrène transparent
- ✓ A 96 puits
- ✓ Surface traitées pour la culture cellulaire
- ✓ Stérilisées aux rayons gamma
- ✓ Haute transparence
- ✓ Avec couvercle
- ✓ Fond du puits : plat
- ✓ Volume / puits : 0,2 ml
- ✓ Surface / puits : 0,33 cm<sup>2</sup>

### Unité de vente :

160 Plaques

---