

FICHE TECHNIQUE

Référence	055305
Designation	Plaque et barrette blanches MAXISORP pour fluorescence et luminescence FluoroNunc Nunc



Description :

BreakApart Non
Propriété de liaison Hydrophile
Fond Forme en C
Certifiés Oui
Format Étalon
Méthode de détection Chimiluminescence
Array 8 x 12
Conditionnement 60 boîtes
Binding Type Adsorption
Couleur Blanc
Type de produit Barrette pour microplaques

Matériau Polystyrène
Volume (métrique) des puits 350 µl
Nbre de puits 96
Volume (métrique) de travail 250 µl
Traitement de surface MaxiSorp
Type de puits Rond
À utiliser avec (application) Fluorescence et luminescence
Nb par paquet 5
Blocage de la plaque Néant
Molécule cible Anticorps (glycoprotéines)
Carton de : 60