

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	055376
<b>Désignation</b>	Bloc de stockage 96 puits 1 ml en polypropylène Nunc



---

### Description :

Code-barres Oui

Fond U

Certifications/Conformité Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI.

Format Étalon

Couvercle Sans couvercle

Array 8 x 12

Couleur Naturel

Type de produit Microplaque

Matériau PP

Volume (métrique) des puits 1300  $\mu$ l

Nbre de puits 96

Volume (métrique) de travail 1000  $\mu$ l

Stérilité Non stérile

Traitement de surface Non traité

Type de puits Rond

État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Carton de : 50