

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	055377
<b>Désignation</b>	Plaques



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Destinées au stockage d'échantillons et adaptées à la plupart des systèmes robotisés
- ✓ Index alphanumérique
- ✓ Se ferment par un adhésif ou un tapis souple
- ✓ Puits cylindriques à fond rond
- ✓ Volume / puits : 1 ml
- ✓ Stériles
- ✓ Unités d'emballage : 5

### Unité de vente :

50 Plaques

---