

FICHE TECHNIQUE

Référence	055378
Désignation	Bloc de stockage 96 puits 2 ml en polypropylène Nunc



Description :

Fond U

Certifications/Conformité Produit certifié sans RNase ni DNase. Conforme ANSI.

Format Étalon

Couvercle Sans couvercle

Array 8 x 12

Conditionnement 60 boîtes

Couleur Naturel

Type de produit Microplaque

Matériau PP

Volume (métrique) des puits 2000 µl

Nbre de puits 96

Volume (métrique) de travail 1700 µl

Stérilité Non stérile

Traitement de surface Non traité

Type de puits Rond

Nb par paquet 5

État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.

Carton de : 60