

FICHE TECHNIQUE

Référence	055380
Désignation	Plaque



Description :

- ✓ Plaque de sérologie Microwell
- ✓ Clarté optique exceptionnelle
- ✓ Rebords évitant les contaminations croisées
- ✓ Bords de la plaque dépolis anti-reflets
- ✓ Très grande uniformité
- ✓ Fluorescence minimale
- ✓ 96 puits
- ✓ Forme puit : rond
- ✓ Volume puit : 0.3 ml
- ✓ Sans couvercle
- ✓ Non stérile

Unité de vente :

180 Plaques
