


FICHE TECHNIQUE

Référence	055400
Désignation	Flacons de culture cellulaire



Description :

- ✓ Flacon Esay-Flask
- ✓ A col incliné large pour accès total aux cellules à l'aide d'un grattoir
- ✓ Fermeture très rapide
- ✓ Graduation sérigraphiée
- ✓ Surface Nunclon Delta traité pour la culture des cellules
- ✓ Stérilisés aux rayons gamma
- ✓ Avec bouchon ventilé
- ✓ Surface 25 cm²
- ✓ Volume de travail : 7 ml
- ✓ Dimensions (l x L) : 49,3 x 75,7 mm

Unité de vente :

200 Flacons de culture cellulaire