


FICHE TECHNIQUE

Référence	055403
Désignation	Flacon de culture 25 ml



Description :

- ✓ Flacon Easy Flask
- ✓ Avec bouchon filtrant
- ✓ Col incliné large pour accès total aux cellules à l'aide d'un grattoir
- ✓ Fermeture très rapide
- ✓ Graduation sérigraphiée
- ✓ Surface Nunclon Delta traité pour la culture des cellules
- ✓ Stérilisé aux rayons gamma
- ✓ Surface : 75 cm²
- ✓ Volume de travail : 25 ml

Unité de vente :

100 Flacons de culture 25 ml