


## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	055405
<b>Désignation</b>	Flacon de culture



### Description :

- ✓ Surface Nunclon Delta traitée pour la culture de cellules
- ✓ Stérilisés aux rayons gamma
- ✓ Bouchon standard ventilé
- ✓ Volume de travail : 55 ml
- ✓ Flacons Easy-Flask à col incliné large, pour accès total aux cellules à l'aide d'un grattoir, fermeture très rapide et graduation sérigraphiée ; 175 cm<sup>2</sup>

### Unité de vente :

30 Flacons