


## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	055410
<b>Désignation</b>	Flacon



### Description :

- ✓ Flacon standard de culture cellulaire
- ✓ Flacons à surface traitée pour la culture de cellules
- ✓ Stérilisés aux rayons gamma
- ✓ flacons standard
- ✓ Surface Nunclon Delta spéciale culture
- ✓ Bouchon standard ventilé
- ✓ Surface : 80 cm<sup>2</sup>
- ✓ Volume travail : 30 ml
- ✓ Col droit

### Unité de vente :

50 Flacons

---