

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	055411
<b>Désignation</b>	Labtop cooler



### Description :

- ✓ En polycarbonate
- ✓ Boîtier rempli d'un gel non toxique
- ✓ Maintient la température à -15°C durant 2 heures
- ✓ Coloris : boîte : bleu / couvercle : transparent
- ✓ Matrice : 4 x 5
- ✓ Peut contenir 20 tubes de 0,2 à 0,5 mL
- ✓ Dimensions : 226 x 165 x 133 mm

### Unité de vente :

1 Labtop cooler