


## FICHE TECHNIQUE

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Référence</b>   | 055421   |
| <b>Désignation</b> | Flacon de culture cellulaire 175 cm <sup>2</sup> |



### Description :

- ✓ Flacon de culture cellulaire Nunc en polystyrène
- ✓ Surface Nunclon Delta traitée pour la culture de cellules
- ✓ Fond plat
- ✓ Col droit
- ✓ Avec bouchon solide standard ventilé en HDPE de coloris bleu

### Certificats :

- ✓ Stérile, stérilisé aux rayons gamma

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Surface : 175 cm<sup>2</sup>
- ✓ Diamètre de l'ouverture : 25,1 mm
- ✓ Dimensions : (L x l x h) : 192,8 x 120,7 x 51,1 mm

### Unité de vente :

32 Flacons de culture cellulaire