

FICHE TECHNIQUE

Référence	055455
Désignation	Tube à centrifuger 11 ml



Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ Fond conique
- ✓ Avec capuchon en polyéthylène
- ✓ Stérile
- ✓ Tube avec aplat (surface d'écriture)
- ✓ Force centrifuge relative : 3000 RCF
- ✓ Volume : 11 ml
- ✓ Dimensions : 110 x 16 mm

Unité de vente :

480 Tubes à centrifuger 11 ml
