

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	055460
<b>Désignation</b>	Flacon de culture en suspension Easy Flask 75 cm <sup>2</sup> Nunc



---

### Description :

couleur de bouchon Blanc

Description Flacon EasyFlask Nunc T75 non traité, bouchon à filtre

Matériau Polystyrène

Type de goulot Coudé

Nbre par carton 100

Nb par paquet 5

Stérilité Stériles

Forme du fond Plat

Type de bouchon Filtre

Surface de culture 75 cm<sup>2</sup>

Traitement de surface Non traitée

Volume (métrique) utile 30 ml

Carton de : 100