

FICHE TECHNIQUE

Référence	055461
Désignation	Flacons culture non traités



Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ Surface hydrophobe pour culture d'hybridômes et de suspensions cellulaires
- ✓ Stériles
- ✓ Pour toutes les applications ne nécessitant pas d'ancrage de cellules sur le fond des plaques
- ✓ Avec capuchon blanc à filtre en HPDE
- ✓ Flacon standard
- ✓ Surface : 175 cm²
- ✓ Volume milieu : 68 ml
- ✓ Col droit

Unité de vente :

30 Flacons
