


FICHE TECHNIQUE

Référence	055599
Désignation	LabTek II sur lame en verre CC2 séparable, à 8 chambres de culture Nunc



Description :

Puits 8

Surface de culture 0.7 cm²

Matériau du couvercle PS

Description Chambre de culture sur lame à 8 puits avec puits amovibles

Traitement de surface Culture cellulaire

Matériau Verre CC2 (polylysine mimique)

Volume (métrique) utile 0.2 à 0.5 ml

Comprend Couvercle en polystyrène transparent avec poignées sur le côté pour les manipulations aseptiques

Nb par paquet 16

Dimensions (LxW) 74 x 25 mm

Stérilité Stérile

Couleur de bouchon Transparent

Carton de : 16